

Workplace Dispensers

Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële en publieke omgevingen

BESCHRIJVING

Unieke reeks gesloten, luchtdichte patroondispensers van 1, 2 en 4 liter.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor gebruik met Deb Stoko® huidzorgproducten in patroonverpakking.

GEBRUIK

Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. Lege patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen.

Eigenschappen	Voordelen
Met kleurcodering	<ul style="list-style-type: none"> Gemakkelijke visuele identificatie van het producttype om correct gebruik en naleving van de hygiëne regels te bevorderen.
Met afbeeldingen gebruik	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudig begrijpbaar en niet taalgebonden; ideaal voor multinationale werkomgevingen.
Levenslange garantie	<ul style="list-style-type: none"> Alle Deb Stoko® dispensers zijn vervaardigd uit duurzame kunststof componenten. Ze zijn uitvoerig getest voor intensief gebruik met het oog op het garanderen van kwaliteit en kostenefficiëntie op lange termijn.
Beschermd met BioCote® 	<ul style="list-style-type: none"> BioCote® is een zilvergebaseerd antimicrobieel middel dat tijdens de productie wordt toegevoegd aan de kunststof componenten en de groei van een breed spectrum van bacteriën en schimmels remt. BioCote® slijt niet of kan niet worden afgewreven en is doeltreffend voor de levensduur van de dispenser.
Grote drukknoppen	<ul style="list-style-type: none"> Minimaliseert de kracht nodig om gemakkelijk gebruik met de hand of de elleboog mogelijk te maken; geschikt voor hygiënegevoelige omgevingen.
Vaste dosering	<ul style="list-style-type: none"> Levert de exact benodigde hoeveelheid af waardoor gebruik onder controle wordt gehouden en verspilling wordt voorkomen.
Uniek afsluitmechanisme	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomt onbevoegde toegang, diefstal en productcontaminatie.
Kijkvenster	<ul style="list-style-type: none"> Geeft niveau van product in patroon aan en helpt identificeren wanneer patroon moet worden vervangen.
Eenvoudige vervanging patronen	<ul style="list-style-type: none"> Leeg patroon kan in een paar seconden worden vervangen, resulterend in een besparing van tijd en kosten voor onderhoud.
Hygiënisch	<ul style="list-style-type: none"> Het ultrasoon gelaste patroon en het pompmechanisme voorkomen dat er tijdens het gebruik lucht binnendringt in het patroon waardoor het product niet kan worden gecontamineerd en zorgen er dus voor dat elke keer "vers" product wordt afgegeven.
Geen verspilling	<ul style="list-style-type: none"> De luchtdichte patronen vouwen samen tijdens het gebruik en garanderen optimale lediging zonder verspilling.

MANUELE DISPENSERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Artikelcode	Dispenser	Inhoud patroon	Afmetingen (mm)	Dosering	Doseringen/patroon	Voor gebruik met
PRO1LDSMD	Deb Stoko Protect	1 liter	233H x 130B x 115D	1,0 ml	1.000	UPW1L, SDA1ML, SGP1L, ACT1L, TVC1L, TRS1L, SAQ1L, SFR1L
SUN1LDSMD	Deb Stoko Sun Protect	1 liter	233H x 130B x 115D	1,0 ml	1.000	SUN1L
LGT1LDSMD	Deb Stoko Cleanse Light	1 liter	233H x 130B x 115D	1,0 ml	1.000	LTW1L, PUW1L
LGT2LDPMD	Deb Stoko Cleanse Light	2 liter	290H x 163B x 145D	4,5 ml	444	LTW2LT, PUW2LT
LGT4LDRMD	Deb Stoko Cleanse Light	4 liter	345H x 175B x 150D	4,5 ml	888	LTW4LTR, PUW4LTR
SHW1LDSMD	Deb Stoko Shower	1 liter	233H x 130B x 115D	1,0 ml	1.000	HAB1L
SHW2LDPMD	Deb Stoko Shower	2 liter	290H x 163B x 145D	4,5 ml	444	HAB2LT
SHW4LDRMD	Deb Stoko Shower	4 liter	345H x 175B x 150D	4,5 ml	888	HAB4LTR
HVY2LDPMD	Deb Stoko Cleanse Heavy	2 liter	290H x 163B x 145D	4,5 ml	444	LIM2LT, SOL2LT, SCP2LT, SCU2LT, CIT2LT, KCL2LT
HVY4LDRMD	Deb Stoko Cleanse Heavy	4 liter	345H x 175B x 150D	4,5 ml	888	LIM4LTR, SOL4LTR, SCP4LTR, SCU4LTR, CIT4LTR, KCL4LTR
ULT2LDPMD	Deb Stoko Cleanse Ultra	2 liter	290H x 163B x 145D	4,0 ml	500	KKU2LT, KSP2LT
ULT4LDRMD	Deb Stoko Cleanse Ultra	4 liter	345H x 175B x 150D	4,0 ml	1.000	KSP4LTR
ANT1LDSMD	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial	1 liter	233H x 130B x 115D	0,7 ml foam	1.429	OXY1LBG, OXY1LNL, OXYEX1LBG, OXYEX1LNL
WRM1LDSMD	Deb Stoko Cleanse Washroom	1 liter	233H x 130B x 115D	0,7 ml	1.429	CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L, RLX1L
WRM2LDPMD	Deb Stoko Cleanse Washroom	2 liter	290H x 163B x 145D	0,7 ml	2.858	CLR2LT, AZU2LT, RFW2LT
SAN1LDSMD	Deb Stoko Sanitise	1 liter	233H x 130B x 115D	0,63 ml foam	1.587	DIF610, DIF610EX
IFS1LDSMD	Deb Stoko Instant Foam	1 liter	233H x 130B x 115D	0,7 ml	1.429	DIF610, DIF610EX
RES1LDSMD	Deb Stoko Restore	1 liter	233H x 130B x 115D	1,0 ml	1.000	RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L, SSP1L, SIN1L
GF3LD - WHNL/BLNL/BLFR	Deb Stoko Cleanse Heavy FOAM	3.25 liter	345H x 175B x 165D	3,0 ml	1.083	GPF3L
SCHW1LDS	Seven Circles Handreiniging	1 liter	233H x 130B x 115D	0,7 ml	1.429	CLR1L, OXY1LBG, OXY1LNL, OXYEX1LNL, OXYEX1LBG
SCHD1LDS	Seven Circles Handdesinfectie	1 liter	233H x 130B x 115D	0,7 ml	1.429	DIF610, DIF610EX
SCHC1LDS	Seven Circles Crème	1 liter	233H x 130B x 115D	1,0 ml	1.000	RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L, SSP1L, SIN1L



Deb-STOKO Europe GmbH

Bäckerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld, Duitsland

Contact Benelux

Telefoon

02 461 05 75 (België) / 013 456 19 15 (Nederland)

+49 2151 7380 1580 / Fax: +49 2151 7380 1502

info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden. © = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar dochterondernemingen