


Spraydispenser automatisch RVS 1000 ml

Spraydispenser automatisch RVS 1000 ml, DJS0039ACS

Desinfectie met handalcohol is in deze tijd niet meer weg te denken. De nieuwe Spraydispenser automatisch RVS van Mediclinics is hiervoor bij uitstek geschikt. Niet alleen gooit de spraydispenser hoge ogen op het gebied van hygiëne en praktisch gebruik, ook het strakke design met hoogwaardig hoogglans roestvaststaal is een lust voor het oog! De spraydispenser is dan ook een chique aanvulling op uw interieur én u voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen. Het doseren van de vulgoederen gebeurt uiterst soepel door de ingebouwde infraroodsensor. Telkens wordt de juiste hoeveelheid gedoseerd. Via het kijkvenster aan de voorzijde kunt u de vulling gemakkelijk en snel controleren en u hoeft de dispenser dus niet aan te raken. Dat is wel zo hygiënisch. De navulfles (1.000 ml) kunt u eenvoudig verwisselen via de bovenzijde van de dispenser. De spraydispenser kunt u aan elke wand monteren, met als aanbevolen hoogte 25 tot 30 cm boven de oppervlakte. Overigens is deze spraydispenser ook prima te gebruiken als automatische toiletseatcleaner-dispenser. Maar de dispenser is niet geschikt voor middelen, die methanol, chloor of korrels bevatten.

> [Bekijk het product online](#)



Technische omschrijving

Spray/Desinfectiedispenser automatisch voor wandmontage. Met infra-rood sensor voor het doseren van de vulgoederen. Met veerslot en Mediclinics sleutel. Met kijkgleuf voor inhoudscontrole. Met verwijderbare navulfles. Ook eenvoudig vanaf bovenaf na te vullen. Werkt op 6 AA batterijen. Aanbevolen installatiehoogte: 25-30 cm boven de oppervlakte. Aanbevolen eigenschappen van de te gebruiken alcohol: - maximaal 85% alcohol- dichtheid < 0.8 kg/d3- vloeibare alcohol Niet geschikt voor middelen, die methanol, chloor of korrels bevatten.

Specificaties

Artikelnummer	14073
Materiaal	RVS
H x B x D	240 mm x 110 mm x 120 mm
Gewicht	1,6 kg
Garantie	2 jaar na aankoopdatum
Toepassing	Navulbaar
Dosering	0,165 ml per slag
Inhoud	1000 ml